

Entre en el mundo Cardioline

Nueva grabadora Holter ECG **clickholter**

Registre hasta 48 horas o una semana (opción 7 días)

- Registros de alta resolución con frecuencia de muestreo de: 250 muestras/segundo para 24/48 horas y una semana (opción 7 días) 500 muestras/segundo hasta 48 horas de registro.
- Registros de 3 canales para más de 48 horas con una pila alcalina AA o una semana con una pila de litio AA.
- opción de cable paciente con 5 o 7 latiguillos.
- Interfaz simple e intuitivo. La grabadora viene equipada con un display LCD a color y un joystick de 4 direcciones para la fácil navegación por los menús.
- Identificador del paciente con el registrador de voz.
- Ligero y pequeño: solo 100gr para el máximo confort del paciente.
- Protección contra agua y polvo hasta IP45 con accesorio opcional.



ESPECIFICACIONES TECNICAS

Nuevo clickholter

Cable paciente	5 terminales - 3 canales unipolares 7 terminales- 3 canales bipolares
CMRR	> 85dB
Impedancia DC de entrada	> 60MOhm
Características del convertidor A/D	24 bit 96000 muestras/segundo/canal
Resolución ECG	<1 μ V/LSB
Rango dinámico ECG	+/- 400 mV
Ancho de banda de ECG	Prestaciones equivalentes a 0.05-150 Hz (a 500 s/s) - configuración 7 días Prestaciones equivalentes a 0.05-75 Hz (a 250 s/s) - configuración BASE
Filtros	Filtro de paso alto de diagnóstico digital de fase lineal (de conformidad con IEC 60601-2-25 de 2ª ed.)
Detector de marcapasos	Detección de hardware combinada con filtrado de convolución digital. Cumple con 60601-2-47 201.12.4.4.109
Reconocimiento del cable paciente	Identificación automática del cable paciente utilizado
Duración máxima del registro	250 muestras/segundo/canal: hasta 48 horas (7 Días y BASE) 500 muestras/segundo/canal: hasta 48 horas (7 días) 250 muestras/segundo/canal: 7 días (7 Días)
Registro de la actividad del paciente	Indicación de la actividad del paciente: caminar, correr, detenerse.
Internal Memory	Tarjeta SD de 16 GB Capacidad por encima de 100 grabaciones de 3 canales, 24 horas a 250 c / s
Data Transfer	USB 2.0



La grabación Holter se puede descargar a través de USB desde la grabadora a Cardioline Cube-Holter SW para análisis y generación de informes.

La grabación Holter de diferentes grabadoras se puede descargar y enviar a través del WebUploader al software Cardioline CubeHolter para el análisis y la generación de informes. Ideal para aplicaciones de Telemedicina.

