

CARDIOLINE

walk200b

walk200b es un registrador de medición de la tensión arterial para uso ambulatorio de 24 horas, o más. **walk200b** es compatible con el software de lectura y análisis CARDIOLINE® **cube**abpm, para el cual se envía la documentación específica.

walk200b es un registrador sencillo de usar, ligero, silencioso y compacto para maximizar el confort del paciente.

En particular **walk200b** se caracteriza por:

- display LCD para la visualización de los valores medidos y de los mensajes de servicio, función deshabilitable vía software;
- conexión sin cables al PC con tecnología bluetooth standard;
- algoritmo auto adaptativo para el control de inflado del manguito;
- función de marcador de eventos y de inicio/fin períodos de día y noche;
- dimensiones contenidas y baja rumorosidad de la bomba de hinchado.

Finalidad de uso

walk200b es un grabador Holter mapa, destinado a la realización de exámenes de Monitorización en Ambulatorio de la Presión Arterial (o exámenes Holter) durante 24 horas, o más, para el control de la tensión arterial y el diagnóstico del estado de salud del paciente, excepto en las circunstancias en las cuales una variación de la funciones cardíacas pudieran crear un peligro inminente para el paciente.

Equipo realizado para uso en entornos médicos. La utilización del aparato debe estar a cargo de personal cualificado y con los conocimientos adecuados y se deben seguir las instrucciones contenidas en el manual del usuario

El aparato se debe manejar con cuidado, y con especial atención a hurtos, vibraciones, fuentes de calor, líquidos, y cualquier otra cosa que pueda dañarlo. Todas las advertencias de riesgo y residuos se pueden encontrar resaltadas en el manual del usuario en el capítulo "advertencias".

CE
0476



walk200b



AB Medica Group s.a. - c/Jericó 10 bis 08035- Barcelona
Tel. 93.719.49.10 - Fax 93.729.03.44 - cardioline@cardioline.es - www.cardioline.es

Descargue aquí
folletos Cardioline

www.cardioline.es

Características técnicas

<i>Características</i>	<i>Descripción</i>
Intervalo de valores de la presión	
Sistólica.....	de 60 a 290 mmHg
Diastólica	de 30 a 195 mmHg
Precisión	± 3 mmHg en la medida del display
Intervalo de presión estática	de 0 a 300 mmHg
Intervalo de frecuencia.....	de 30 a 240 latidos al minuto
Método	oscilométrico
Intervalo de medición.....	0,1,2,4,5,6,12 ó hasta 30 mediciones a la hora
Protocolo de medición	2 grupos de intervalos modificables
Capacidad de memoria.....	300 mediciones
Capacidad batería	> 300 mediciones
Temperatura de funcionamiento	de +10°C a +40°C
Humedad relative	de 15% a 90%
Ambiente de conservación	de -20°C a 50°C y de 15% a 95% humedad
Dimensiones	128 x 75 x 30 mm
Peso	menos de 240 g batería incluida
Alimentación	2 baterías recargables Ni-MH de 1,2 V cada una y mín. 1500 mAh (AA) ó 2 pilas alcalinas 1,5 V (AA)
Interface al PC	Bluetooth (Clase 1/100 m)

walk200b

Dotación Base

<i>Descripción</i>	<i>Cantidad</i>
Manguito para walk200b talla M	1
Bolsa para walk200b	1
Pilas AA	2
Manual de uso	1

CE
0476

