



CH-0120-ABR



Camilla de reconocimiento hidráulica de 2 secciones con respaldo reclinable en negativo, reposabrazos planos tapizados, portarrollos, tapón facial y ruedas escamoteables.

Hydraulic examination couch of 2 sections with a negative adjustment of the backrest, upholstered flat armrests, a paper roll holder, a breathing hole plug and retractable wheels.

Table d'examen hydraulique en 2 plans avec dossier pro/déclive, accoudoirs plats tapissés, porte-rouleaux, bouchon facial et roulettes escamotables.

| Características generales |  |
|---------------------------|--|
| Tipo de cabezal           | Cabezal con agujero y tapón facial   |
| Tipo de respaldo          | Proclive/declive en negativo   |
| Brazos                    | Reposabrazos planos abatibles  |
| Otros extras incluidos    | Agujero facial<br>Portarrollos<br>Tapón facial   |
| Normativas y seguridad    | El motor/motores cumplen con las normativas de seguridad europeas<br>PRODUCTO CE Fabricado en España |

| General features             |  |
|------------------------------|--|
| Type of headrest             | Headrest with breathing hole and breathing hole plug                                 |
| Type of backrest             | Negative pro/declive position  |
| Armrests                     | Fold-down flat armrests  |
| Other extra options included | Breathing hole<br>Paper roll holder<br>Breathing hole plug                           |
| Rules and security           | The engines meet the European safety regulation<br>CE marking product. Made in Spain |

| Caracteristiques generales     |   |
|--------------------------------|---|
| Type de tête                   | Tête avec trou et bouchon facial  |
| Type de dossier                | Position pro/déclive en négatif   |
| Accoudoirs                     | Accoudoirs plats repliables   |
| Extras supplémentaires compris | Trou visage<br>Porte-rouleaux<br>Bouchon facial   |
| Normes et sécurité             | Les moteurs se conforment aux normes de sécurité européennes<br>Produit CE. Fabriqué en Espagne |

| Estructura y chasis |  |
|---------------------|--|
| Tipo de estructura  | Tijera, con subida recta sin desplazamiento                      |
| Peso soportado      | 180 kg   |
| Material            | Tubo de acero recubierto de polvo epoxi, cocido en horno a 210°C |
| Pintura             | Blanco   |

| Frame and chassis |  |
|-------------------|--|
| Type of frame     | Scissor with vertical elevation and no movements                       |
| Lifting capacity  | 180 kg   |
| Material          | Steel tube coated with an epoxy powder coating and oven-baked at 210°C |
| Paint             | White  |

| Structure et châssis |  |
|----------------------|--|
| Type de structure    | Ciseaux avec montée à la vertical sans déplacement                                   |
| Poids supporté       | 180 kg   |
| Matériel             | Châssis mécano soudé en acier. Finition: peinture poudre époxy cuite au four à 210°C |
| Peinture             | Blanc  |

| Funcionalidades                        |   |
|--|---|
| Tipo de motor                          | Hidráulico  |
| Número de motores                      | 1   |
| Funcionalidades motorizadas            | Altura  |
| Funcionalidades mediante pistón de gas | Respaldo  |
| Tipo de altura                         | Regulable   |
| Otros                                  | Respaldo abatible/reclinable<br>Subida recta sin desplazamiento lateral |



| Functionalities                |   |
|--------------------------------|---|
| Type of motor                  | Hydraulic   |
| Quantity of motors             | 1   |
| Motorised functionalities      | Height  |
| Functionalities by a gas strut | Backrest  |
| Type of height                 | Adjustable  |
| Others                         | Fold down and reclining headrest<br>Vertical elevation without horizontal movements |

| Fonctionnalités                    |   |
|------------------------------------|---|
| Type de moteur                     | Hydraulique   |
| Nombre de moteurs                  | 1   |
| Fonctionnalités motorisées         | Hauteur   |
| Fonctionnalités par un vérin à gaz | Dossier   |
| Type de hauteur                    | Réglable  |
| Autres                             | Dossier escamotable et inclinable<br>Montée à la verticale sans déplacement latéral |

| Ruedas            |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| Sistema de ruedas | Escamoteables mediante pedal único |
| Tipo de ruedas    | Ruedas dobles de Ø 50mm            |

| Wheels         |                               |
|----------------|-------------------------------|
| Wheel system   | Retractable by a single pedal |
| Type of wheels | Double wheels of Ø 50 mm      |

| Roulettes            |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Système de roulettes | Escamotables par une seule pédale |
| Type de roulettes    | Roulettes doubles de Ø 50 mm      |



Espuma




E30/5  
5cm 30Kg/m<sup>3</sup>




E60/3  
3cm 60Kg/m<sup>3</sup>



E60/5  
5cm 60Kg/m<sup>3</sup>



E150/3  
3cm 150Kg/m<sup>3</sup>



E150/5  
5cm 150Kg/m<sup>3</sup>



E30/3+2V  
3cm 30Kg/m<sup>3</sup> + 2cm visco




E30/5+2V  
5cm 30Kg/m<sup>3</sup> + 2cm visco



E30/4+4V  
4cm 30Kg/m<sup>3</sup> + 4cm visco



E30/5+4V  
5cm 30Kg/m<sup>3</sup> + 4cm visco



E60/3+30/2  
3cm 60Kg/m<sup>3</sup> + 2cm 30Kg/m<sup>3</sup>



E60/2+30/5+4V  
2cm 60Kg/m<sup>3</sup> + 5cm 30Kg/m<sup>3</sup> + 4cm visco

Color estructura



ECB  
Blanca



ECG  
Gris plateado



ECA  
Antracita



ECN  
Negra

Reposabrazos



BAT  
Brazos apoyo al terapeuta (2 unidades)




REX  
Reposabrazos extracción (tapizado acanalado)



REXROT  
Reposabrazos extracción con rótula (tapizado acanalado)



RP  
Reposabrazos plano tapizado



RAA  
Reposabrazos regulable en altura y apertura (tapizado)

Reposapiés



ESTR  
Estriberas



PG  
Juego perneras ginecológicas



PGR  
Juego perneras ginecológicas con rótula

Ruedas



SRE  
Sistema de ruedas escamoteables

Accesorios



PT  
Portarrollos



PGOT  
Palo de gotero



SB  
Soportes genéricos (2 u.)



GNART  
Goniómetro articulaciones



RE  
Rulo enyesado



AF  
Agujero facial



TF-01  
Tapón facial



RSA  
Respaldo sin agujero facial




CER  
Cojín ergonómico respaldo  
(sillones)

Foam




Structure colour




Armrests




Footrest



Wheels



Accessories





TF-01  
Breathing hole plug






RSA  
Headrest without facial hole plug



CER  
Ergonomic cushion for the  
backrest

## Mousse

E30/5  
5cm 30Kg/m<sup>3</sup>E60/3  
3cm 60Kg/m<sup>3</sup>E60/5  
5cm 60Kg/m<sup>3</sup>E150/3  
3cm 150Kg/m<sup>3</sup>E150/5  
5cm 150Kg/m<sup>3</sup>E30/3+2V  
3cm 30Kg/m<sup>3</sup> + 2cm mémoire  
de formeE30/5+2V  
5cm 30Kg/m<sup>3</sup> + 2cm mémoire  
de formeE30/4+4V  
4cm 30Kg/m<sup>3</sup> + 4cm mémoire  
de formeE30/5+4V  
5cm 30Kg/m<sup>3</sup> + 4cm mémoire  
de formeE60/3+30/2  
3cm 60Kg/m<sup>3</sup> + 2cm 30Kg/m<sup>3</sup>E60/2+30/5+4V  
2cm 60Kg/m<sup>3</sup> + 5cm 30Kg/m<sup>3</sup> +  
4cm mémoire de forme

## Couleur de la structure

ECB  
BlancheECG  
GriseECA  
AnthraciteECN  
Noir

## Accoudoirs

BAT  
Bras de soutien pour le  
thérapeute (2 unités)REX  
Accoudoirs pour l'extraction de  
sang (tapissérie ondulé)REXROT  
Accoudoirs articulés pour  
l'extraction de sang (tapissérie  
ondulé)RP  
Accoudoirs plats tapissésRAA  
Accoudoir réglable en hauteur et  
en ouverture

## Repose-pieds

ESTR  
ÉtriersPG  
Jeu de repose-jambes  
gynécologiquesPGR  
Jeu de repose-jambes  
gynécologiques et articulés

## Roulettes

SRE  
Système de roulettes  
escamotables

## Accessoires

PT  
Porte-rouleauxPGOT  
Tige à perfusionSB  
Étaux (2 u.)GNART  
Goniomètre pour les  
articulationsRE  
Rouleau plâtréAF  
Trou visage



TF-01  
Bouchon facial



RSA  
Dossier sans trou visage



CER  
Coussin ergonomique pour le  
dossier (fauteuils)